

Elektrody EKG heart +

RTG		mocny klej		RTG					
EK-S 22 PSG	EK-S 25 PSG	EK-S 30 PSG RTG	EK-S 30 PSG	EK-S 35 PSG ST	EK-S 36 P <i>Nowosc</i>	EK-S 37 P RTG <i>Nowosc</i>	EK-S 39 PSG <i>Nowosc</i>	EK-S 40 PSG	
46 x 22,5 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2250 szt. dzieci, niemowlęta badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	Ø 25,7 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2500 szt. dzieci, niemowlęta badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	Ø 30 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dzieci, niemowlęta badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	Ø 30 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dzieci, niemowlęta badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	50 x 35 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie wysiłkowe, monitorowanie	Ø 36 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dzieci badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	37 x 35 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dzieci badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	39 x 36 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dzieci badanie holterowskie i wysiłkowe	40 x 36 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dzieci badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	
		RTG				mocny klej			
EK-S 42 PSG	EK-S 44 PSG	EK-S 45 PSG	EK-S 45 PSG RTG	EK-S 48 PSG <i>Nowosc</i>	EK-S 50 PSG	EK-S 50 NWSG	EK-S 50 P	EK-S 55 PSG	
42 x 36 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dorośli, dzieci badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	44 x 30 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dorośli, dzieci badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	45 x 42 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	45 x 42 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	57 x 34 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli, badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	Ø 50 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	Ø 50 mm żel stały włóknina perforowana opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2500 szt. dorośli badanie wysiłkowe, monitorowanie	Ø 50 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	Ø 55 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	
				tarka					
EK-S 55 P <i>Nowosc</i>	EK-S 56 P	EK-S 60 PSG XC <i>Nowosc</i>	EK-S 60 PSG	EK-S 60 P	EK-S 60 PT	EK-S 61 PSG	EK-S 61 P		
Ø 55 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 30 szt. opk. zbiorcze: 1200 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	55 x 35 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie spoczynkowe, diagnostyka, monitorowanie	55 x 40 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dorośli badanie holterowskie i wysiłkowe	55 x 40 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dorośli badanie holterowskie i wysiłkowe	55 x 40 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie holterowskie i wysiłkowe	55 x 40 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 2000 szt. dorośli badanie holterowskie i wysiłkowe	55 x 53 mm żel stały pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie holterowskie i wysiłkowe	55 x 53 mm żel ciekły pianka polietylenowa opk. jedn.: 50 szt. opk. zbiorcze: 1500 szt. dorośli badanie holterowskie i wysiłkowe		



Elektrody EKG heart +

radioprzezierność

EK-1/23 WpHG/2j-L50

EK-1/23 WpHG/2j-L50/RTG



23 x 23 mm
hydrożel
włókna perforowana
dł. przewodu: 50 cm
opak. jedn.: 3 szt.
opak. zbiorcze: 150 szt.
noworodkowa



23 x 23 mm
hydrożel
włókna perforowana
dł. przewodu: 50 cm
opak. jedn.: 3 szt.
opak. zbiorcze: 150 szt.
noworodkowa

EKK-1



duża
elektroda klamrowa dla dorosłych
kolor: czerwony, żółty, zielony, czarny
opak. jedn.: 4 szt.

EKK-2



mała
elektroda klamrowa dla dzieci
kolor: czerwony, żółty, zielony, czarny
opak. jedn.: 4 szt.

EP-24



Ø 24 mm
elektroda przyssawkowa
dla dzieci i dorosłych
opak. jedn.: 6 szt.

EP-15



Ø 15 mm
elektroda przyssawkowa
dla dzieci
opak. jedn.: 6 szt.

EK-S 45 PSG, wersja 2-rzędowa



szerokość paska: 96 mm
długość paska: 225 mm
ilość elektrod na pasku: 10 (2 rzędy
po 5 elektrod w lustrzanym odbiciu)
Ilość elektrod w torebce: 50 (5 pasków
2-rzędowych x 10 elektrod)
wymiary elektrody: 45 x 42 mm
żel stały
pianka polietylenowa
dorośli
badanie spoczynkowe, diagnostyka,
monitorowanie

kompleksowość

Z-M-3



Z-H-3



łączniki
umożliwiające przejście
z elektrody EKG
wielokrotnego użytku
na elektrodę EKG
jednokrotnego użytku
opak. jedn.: 1 szt.
opak. zbiorcze: 10 szt.

krok 1



krok 2



krok 3



krok 4

